

BİOPSY NEEDLE GÜİDE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Guide'in metal kısmı medikal çelikten yapılmış olmalıdır.
2. Uzunluğu 126(\pm 2) mm çeper kalınlığı 0.33(\pm 0.1mm)mm olmalıdır.
3. Sisteme tam olarak oturabilmesi için geçmeli sisteme sahip olması gereklidir.
3. Görevini tam olarak yapabilmesi için proksimalde kalan kısmı ince olmalıdır.
4. Uç kısmında kaymayı engelleyici plastik aparatı olmalıdır ve bu aparat medikal plastikten imal edilmiş olmalıdır.
5. Tekli steril paketlerde olmalıdır.
6. Ürünün son kullanma tarihi en az 3(üç) yıl olmalıdır.
7. CE Kalite belgesine sahip olmalıdır.
8. Ulusal bilgi bankası (UBB) barkod numarası olmalıdır.

Prof. Dr. TALHA MEZZİNOĞLU

