

REUSABLE KOTER PLAĐI ARA KABLOSU

- 1 - Ürün reusable olmalıdır.
- 2 - Kablo, koter cihazı ile birlikte kullanılacak olan disposable koter plađı arasındaki bađlantıyı sađlamalıdır.
- 3 - Kablonun koter cihazına bađlantı ucu Jack giriřli (kısa izolasyonlu) olmalıdır.
- 4 - Kablonun koter plađı ile bađlantıyı sađladıđı tutaç kısmı klemp řeklinde olmalıdır.
- 5 - Kablo çiftli (split) koter plakları ile kullanılabilmelidir.
- 6 - Kablonun uzunluđu en az 4,5 metre olmalıdır.
- 7 - Ürünün Buhar ve Etilen Oksit ile sterilizasyonu yapılabilmelidir.
- 8 - Kablo kullanılacak olan koterin giriřlerine uygun olmalıdır.
- 9 - CE belgesine sahip olmalıdır.
- 10- Kablonun Jack giriři üzerinde kısa iletken uc kısmı erkek (huni) řekilde olmalıdır.
- 10- Kablo, boyutları 18,3x11,4 cm, iletken yüzey alanı 137cm²'den küçük olmayan disposable koter plaklarına uyumlu olmalıdır.

KALP DAMAR CERRAHİ ANABİLİM DALI BAŐKANI

Prof.Dr.Mustafa CERRAHOĐLU