

AGLÜTİNASYON TESTLERİ

AGLÜTİNASYON TESTLERİ			
Test adı	Birim	Adet	Şartlar
RPR	Test	3500	T. pallidum tespit edebilen belirteç (reagent) antijen içermeli
Treponema pallidum hemaglutinasyon (TPHA) testi	Test	1200	T. pallidumla duyarlılaştırılmış kuş (veya tavuk) eritrositleri içermeli, kontrol solüsyonları olmalı
Immuncapture Coombs'lu Brucella testi	Kuyucuk	5.000	<p>1. Test, anti brucella antikokurunu, coombs antikoru kullanarak immunocapture yöntemiyle mikro kuyucuklarda tespit etmelidir.</p> <p>2. Serum veya plazma örneklerinde çalışmaya uygun olmalıdır.</p> <p>3. Mikrokuyucuklar IgG, IgA ve IgM sınıfı antihuman antikorları ile kaplı olmalıdır.</p> <p>4. Brucella antikoru tespiti için B. melitensis ve B. abortus antijenleri kullanmalıdır.</p>
Rose Bengal	Test	3200	B. abortus S99 suyu içermeli
Monospot (Anti heterofil antikor) testi	Test	500	Heterofil antikorlarla reaksiyon verebilen lateks partikül içermeli

İMMÜNOKRAMOTOGRAFİK TESTLER

Test adı	Birim	Adet	Şartlar
Helicobacter pylori antijen testi	Test	200	Gaitada kromatografik yöntemle Helicobacter pylori antijeni kasette tespit edilmelidir. Kasette test sonucuya beraber kontrol sonucu da aynı anda tespit edilmelidir. Kit tek kullanımlık olmalı, pozitif ve negatif solüsyonlar içermelidir.
Rotavirüs/Adenovirüs antijen testi	Test	200	Gaitada kromatografik yöntemle rotavirüs ve adenovirus antijenlerini aynı kasette tespit edilmelidir. Kasette test sonucuya beraber kontrol sonuçları da aynı anda tespit edilmelidir. Kit tek kullanımlık olmalı, pozitif ve negatif solüsyonlar içermelidir.

A. Benis
Prof. Dr. Talat ECEMİŞ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Din Te No: 55310