

010015 Üreter Dilatasyon Balon Seti

1. Teklif edilen ürün, Üreter taş manipülasyonu veya üreteroskopiden önce üreter dilatasyonu için kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Balon uzunluğu 4 Cm, kateter uzunluğu 65 cm, kateter çapı 5 Fr olmalıdır.
3. Şişirilmiş balon çapı 5 mm olmalıdır.
4. 40 psi basınca dayanıklı olmalıdır.
5. Set içerisinde en fazla 0.028 inch çapında olan ve 145 cm uzunluğu olan kılavuz tel bulunmalı ve dilatör ile uyumlu olmalıdır.
6. Distal ve proksimal uçlarında radyopak markerlar olmalı ve floroskopi altında görünürlüğü arttırmalıdır.
7. Set içerisinde 1 adet 10 ML kapasitesinde enjektör bulunmalıdır.
8. Hepsi aynı paket içinde ve steril olmalıdır.
9. Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanım tarihi belirtilmiş olmalıdır.
10. Ürünün CE belgesi olmalıdır.

010015 Üreter Dilatasyon Balon Seti
010015 Üreter Dilatasyon Balon Seti
010015 Üreter Dilatasyon Balon Seti
010015 Üreter Dilatasyon Balon Seti

N-GAGE NİTİNOL BASKET KATETER TEKNİK DOKÜMANI

1. Basket kateter üriner kanaldan taş ve yabancı cisim çıkarmaya uygun olmalıdır.
2. Basket kateterin uzunluğu 115 cm ve çapı 1,7 fr veya 2,2 fr. olmalıdır.
3. Basket kateterin ayak kısmı 3 telden uç kısmı ise dalgalı 3 nitinol telden oluşmalıdır.
4. Basket Kateter nitinol telden ve fleksible yapıda king yapmayan güçlü, dirençli olmalıdır.
5. Basket açıldığında piramit görünümlü olmalıdır ve balık ağzı şeklinde açılarak taşı karşıdan kavramaya uygun yapıda olmalıdır.
6. Basket kateter kapalı halde iken düz ve basketin tüm nitinol bileşenleri kılıf içinde olmalıdır.
7. Basket kateterin açılmış çapı 8mm veya 11mm olmalıdır.
8. Kateterin üzerinde hand lı olmalıdır.
9. Tek elle kullanıma imkan veriyor olmalıdır.
10. Kateter üretere zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
11. Basket 7.5 Fr kalınlığındaki 250 dereceden fazla defleksiyon kabiliyeti olan fleksible ureterorenoskoplar ile kullanılırken, basket aletin maksimum defleksiyon kapasitesini 12 dereceden fazla bozmamalıdır.
12. Basket 7.5 Fr kalınlığındaki 250 dereceden fazla defleksiyon kabiliyeti olan fleksible ureterorenoskoplar ile kullanılırken, basket alete takılı haldeyken 2 metre su basıncı altında dakikada en az 20 ml irrigasyon gidişine izin vermelidir.
13. Basket fleksible ureteroskoplar ile kullanılırken aletin su kaçırmasını engelleyerek, iyi bir görüntü altında çalışmaya kolaylık sağlayan, genişliği kendi üzerinden ayarlanabilen adaptörde basketle beraber aynı steril kutu ile verilmelidir.
14. Hepsi aynı paket içinde ve steril olmalıdır.
15. Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanım tarihi belirtilmiş olmalıdır.

MECİDİYE Sultan Hastanesi


İCMECİYE
C. BAĞZ
010 307
010 307

BİGOPSY FORCEPS

TEKNİK DOKÜMANI BLB-024115

1. Patolojik değerlendirme veya idrar yolundan yabancı cisimlerin alınması için doku numuneleri elde etmek için kullanılmalıdır.
2. İşlemi tekrarlamaya gerek kalmadan doğru bir değerlendirme için yeterince büyük en az 4 mm³ numune almaya izin vermelidir.
3. Cihaz, üreteroskopun çalışma kanalı üzerinden ön tarafında geri yüklenmek üzere tasarlanmış olmalı, yüklendikten sonra elceğe tekrar takılabilmelidir.
4. Tek elle kullanıma izin veren ve yerinden çıkarılabilen ergonomik handle a sahip olmalıdır.
5. 2.4 FR çap ve 115 cm uzunlukda olmalıdır.
6. Paketin üzerinde sterilizasyon yöntemi,tarihi ve son kullanım tarihi belirtilmiş olmalıdır.
7. Ürünün CE belgesi olmalıdır
8. Ürünün TITUBB kaydı olmalıdır.

MODÜL HATTA SİGNE HASTANESİ
ULUSLARARASI
BAZ
ULUSLARARASI



NCED Halk Sulu Hastanesi
U. Q. 100
Dip. 100
U. T. 100