

FAKO CİHAZI BİMANUEL I/A SET

1. Reusable yapıda titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Tüm set tek bir paket içinde olmalıdır.
3. Bimanuel kullanım için uygun ergonomik yapıda ve elden kaymayı önleyici contaları olmalıdır.
4. İrigasyon ve aspirasyon yönü ok işareti ile belirtilmiş olmalıdır.
5. İrigasyon ucu 21 g aspirasyon ucu 21g olmalıdır.

Op.Dr. Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ. Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes.No:130161

REASUBLE KASET

1. Kaset sistemi AUTOCLAV ile steril edilebilir olmalıdır
2. Irrigasyon ve aspirasyon hatları kaset sistemi ile bütünleşik olmalıdır
3. Kaset sıvı alış verişini sağlamak için kullanılan hortumlar silikondan üretilmiş olmalıdır.
4. Irrigasyon ve aspirasyon hatları her hangi bir şekilde yanlış bağlantıya imkan tanımamalıdır.
5. Kasetin aspirasyon hattını oluşturan hortum sisteminin yüksek vakumlarda güvenle kullanılması için sertliği ve et kalınlığı artırılmış olmalıdır.
6. Kaset kutusu üzerinde üretim tarihi bulunmalıdır.

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tes.No:130161

FAKO CİHAZI TİP SLEEVE SETİ

1. OERTLİ marka FAROS model cihazına bire bir uygun olmalıdır
2. Tüm set tek bir steril blister paket içinde olmalıdır
3. Paket üstünde steril metodu, üretim tarihi son kullanma tarihi lot no ve üretici firma bilgileri yazılı olmalıdır
4. Paket içeriği
 - 1 adet 2,2 mm çapında 30 derece açılı phaco tip
 - 1 adet irrigasyon sleeve
 - 1 adet test chamber
 - 1 adet tip sıkacağı
 - 1 adet metal güvenlik anahtarı şeklinde olmalıdır

Op.Dr. Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ. Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 130161

FULL VİTREKTOMİ SETİ 23G

1. OERTLİ marka FAROS model cihazına bire bir uygun olmalıdır
2. İrrigasyon ve aspirasyon hatları kaset sistemi ile bütünleşik olmalıdır
3. Kaset sıvı alış verişini sağlamak için kullanılan hortumlar silikondan üretilmiş olmalıdır.
4. İrrigasyon ve aspirasyon hatlarının fako elciğine takılacak konnektörleri yanlış bağlantıya imkan vermeyecek şekilde üretilmiş olmalıdır
5. Kasetin aspirasyon hattını oluşturan hortum sisteminin yüksek vakumlarda güvenle kullanılması için sertliği ve et kalınlığı artırılmış olmalıdır.
6. Tüm set tek bir steril blister paket içinde olmalıdır
7. Paket üstünde steril metodu, üretim tarihi son kullanma tarihi lot no ve üretici firma bilgileri yazılı olmalıdır
8. Paket içeriği
 - 1 adet kaset sistemi
 - 1 adet sıvı atık torbası
 - 1 adet kan seti
 - 1 adet uzaktan kumanda örtüsü
 - 1 adet 23g cf vitrektomi probu
 - 1 adet 23g panoramik ışık probu
 - 1 adet 23g trocar set şeklinde olmalıdır

Op.Dr. Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ. Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 130161

SİLİKON YAĞI ALMA VERME SETİ

1. Kliniğimizde bulunan OERTLİ cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Kit içeriğinde bir adet silicon alımı için kullanılacak tubing set ve 1 adet enjektörden oluşmalıdır.
3. Enjektör ve tubing sistemi sıkıca kilitlenmeli hava sızdırmamalıdır.
4. Tek steril paket içinde olmalıdır.

Op.Dr. Mustafa ERDOĞAN
M.C.B.U. Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 130161