

Ozon Uygulamasında Kullanılan Bakteri Filtresi Seti Şartnamesi (Transfer Filter Set):

1. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
2. Bakteri filtre setinin hortumu ozona dayanıklı - ozon tedavisi için ozona dirençli malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3. Uzunluğu 30 cm arasında olmalıdır.
4. Ozonda kullanılan bakteri filtre seti steril olmalıdır.
5. Bir ucunda luer-lock olmalıdır.
6. Ozon tedavi uygulamasında kullanılan bakteri filtre setinin hortumu üzerinde Roller – Klemp (Akış kontrolü sağlayan açma kapama yapabilen düzenek) bulunmalıdır.
7. Ozon tedavi uygulamasında vakum şişesine ozon vermek için kullanılan bakteri filtre setinin bir ucunda çelik uçlu iğne diğer ucunda 0.2 mikron bakteri filtresi olmalıdır.
8. Ürünlerde 2 yıl miad olmalı

Prof. Dr. Zehra ÜNÜ
C.B.Ü. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve
Reanimasyon A.D.
Dip. Tes. No: 54295
FTR A.D.
FTR Tescil No: 90124

Prof. Dr. İsmet TOPÇU
C.B.Ü. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve
Reanimasyon A.D.
Dip. Tes. No: 54304 79484