

## KOLOSTOMİ ÜROSTOMİ İÇİN PASTA TEKNİK SARTNAMESİ

1. Ciltteki ve stomadaki nemi emerek peristomal cildin kuru kalmasını sağlamalıdır.
2. Peristomal cildi olası sızıntılardan korumak için stoma-adaptör ve stoma- torba arasında kullanılabilir.
3. Her bir tüp 60gr olmalıdır.
4. Cilt üzerindeki kırıksıklık, irritasyon, allerjik durumlara bağlı gelişen yüzeysel düzensizlikleri kapatmalı ve adaptör veya torbanın stoma bölgesine gereken adaptasyonunu sağlamalıdır.
5. İçerisinde yara iyileşmesini hızlandıran hidrokolloidler bulunmalıdır.
6. Yapıgı ve bariyer sağlama özelliği için içerisinde az miktarda alkol bulunmalı.7. İçerisinde 3 ayrı hidrokolloid (NaCMC, JELATİN VE PETKİN) bulunmalıdır.8. En az %35 hidrokolloid içermelidir.
9. Cilt ile torba veya adaptör arasında sızdırmazlık sağlamalıdır.
10. Kısa sürede kolayca uygulanabilmeli
11. Numune görülmesi gerekmektedir,

Prof. Dr. Mehmet ERHAN  
Cemal Bayazıt Üstüncü Hastanesi  
Genel Cerrahi A.B.D.  
E-posta No: 418

## KURU YARALAR İÇİN SPREY SARGI TEKNİK SARTNAMESİ

1. Malzeme sprej seklinde 240 ml.'lik ambalajlarda bulunacaktır.
2. Malzeme kullanıldığı alanda seffaf film tabakası meydana getirecek ve bakterilerin yaraya temasini önleyecektir.
3. Malzeme cilde hava geçisine izin verecek, maserasyonu önleyecektir.
4. Ubb barkodu olmalıdır.
5. 1 (bir) adet numune görülecektir.

Prof. Dr. Yamaç ERHAN  
Gata Hastanesi Tıp Fakültesi  
Genel Cerrahi A.D.  
E-Posta: 443