

İki Lümenli DOME-TİP ERCP Kateter

1. Kateterin distal uç kısmı radyopak tungsten materyalinden olmalıdır.
2. Kateterin distal ucu DOME-TİP olmalıdır.
2. Kateter 200 cm, teflon ve ayrı kanala açılan iki lümenli olmalıdır.
3. Kateterin çapı 6.0 FR olmalıdır.
4. Kateterin yerini belli eden 3 adet 3 mm uzunluğunda markerlar distal ucunda bulunmalıdır.
5. Kateter 0.035 inch kılavuz tel ile kullanılabilir.

İ.B. TIP FAKÜLTESİ HAST.
Prof. Dr. Emrah KASAP
İç Hast. ve Gastroenteroloji Uzm.
Dip No. 1464
Tercih No. 68896 - 75986

Tapered Sfinkteretome (Insulated) 25 mm

-Sfinkteretom üç lümenli olup kesme teli ,enjeksiyon kanalı ve 0.035 için guide wire kanalı bulunmalıdır.

-Sfinkteretom kateter çapı en az 2.2 mm en fazla 2.3 mm olmalıdır.

-Sfinkteretom kateter boyu 200 veya 210 cm olmalıdır.

-Sfinkteretom uç kısmında radyopak çizgiler bulunmalıdır.

-Sfinkteretom kesme tel uzunluğu toplam 20 veya 25 mm olup en fazla 8 veya 10 mm si insulated olmalı ve bu sayede güvenli işlem yapılabilir.

E.B.Ü. TIP FAKÜLTESİ HAST.
Prof. Dr. Elmas KASAP
İç Hast. ve Gastroentoloji Uzm.
Dip. No: 1464
Tecrübi No: 68856 - 75086

Precurved Üç Lümenli DOME-TIP Sfinkterotom / Papillatom

- a1. Kateter 200 cm uzunluğunda teflon, 7.0 FR çapında olmalıdır.
- a2. Kateterin distal ucu DOME-TIP olmalıdır.
- a3. Kesici tel 25 mm uzunluğunda olmalıdır.
- a4. Kateter üç lümenli (Kesici tel, kılavuz tel ve enjeksiyon lümeni) olmalıdır ve 0.035 inch kılavuz tel ile kullanılabilir.
- a5. Kesme telinin ortasından başlayıp 5 er cm aralıkla devam eden endoskopik markerla olmalıdır.
- a6. Sfinkterotomun üç parmakla kontrolünü sağlayan plastik handle üzerinde olmalıdır.
- a7. Plastik handle üzerinde active cord bağlantısı ve sfinkterotomun distal uç kısmının ne kadar büküldüğünü gösteren ölçü skalası olmalıdır.
- a8. Kullanılmadığı zamanlarda kılavuz tel kanalının ya da enjeksiyon kanalının kapatılmasını sağlayan kilitleme parçası olmalıdır.

C.B.Ü. TIP FAKÜLTESİ Hast.
Prof. Dr. Elmas KASAP
İç Hast. ve Gastroenteroloji Uzmanı
T.C. DİŞ. NO. 1464
Ticari No. 68856 - 75986

Erep Guide Wire 0.035 Inch-450 cm

- Guide wire 0.035 inc 450 cm olmalıdır.
- Guide wire radyopak olup skopide rahatlıkla görülebilmelidir.
- Guide wire iki farklı renkte olmalıdır.
- Guide wire uç kısmı platinium materyalinden yapılmış olup extra yumuşak olmalıdır.
- Guide wire in hidrofilik uç kısmı en az 6 en fazla 8 mm olmalıdır.
- Guide Wire steril paket içerisinde tork yapmaya uygun aparat olmalıdır

C.B. TIP FAKÜLTESİ HAST.
Prof. Dr. Elmas KASAP
İç Hast. ve Gastroenteroloji Uzm.
Dip. No. 1464
Tecil No. 68866 - 75886

Pusher 10 F

- 1- Kateter 10 F plastik stent yerleřtirilmesinde kullanılabilir melidir.
- 2- Kateter 10 F apında en az 200 cm uzunluęunda olmalıdır.
- 3- Kateter u kısmında radyopak marker bulunmalıdır.

3.Ü. TIP FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Elmas KANAP
Has. ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip No. 1464
68866 - 75286

Pusher 7 F

- 1- Kateter 7 F plastik stent yerleřtirilmesinde kullanılabilirliktir.
- 2- Kateter 7 F apında en az 200 cm uzunluęunda olmalıdır.
- 3- Kateter u kısmında radyopak marker bulunmalıdır.

TR. B. S. M. H. P. FAKÜLTESİ BAŐT.
Do. Dr. Elmas KASAP
BaŐt. ve Gastroenteroloji Uzm.
Dip. No. 1464
68886 - 75988


Pancreatik Stent 5 F

- Stent çapı 5 F olmalıdır.
- Stent uzunluğu 3-5-7 cm olmalıdır.
- Stent tek taraflı pigtail olmalıdır.
- Stentin her iki ucunda drenajı sağlayacak delikleri bulunmalıdır.
- Stent poliüretan radyopak olmalıdır.

C.B.Ü. TIP FAKÜLTESİ F. ST.
Prof. Dr. Elmas KASAP
İnflam. ve Gastroenteroloji Uzm.
Dip No: 1464
Tescil No: 68886 - 75989

Pancreatik Stent 7 F

- Stent çapı 7 F olmalıdır.
- Stent uzunluğu 3-5-7 cm olmalıdır.
- Stent tek taraflı pigtail olmalıdır.
- Stentin her iki ucunda drenajı sağlayacak delikleri bulunmalıdır.
- Stent poliüretan radyopak olmalıdır.


Ç.Ü. TIP FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Emin KARAPINAR
İç Hast. ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip No: 1464
Tercih No: 68268

Pancreatik Tek Taraflı Pigtail Stent 5 F

- Stent çapı 5 F olmalıdır.
- Stent uzunluğu 3-5-7 cm olmalıdır.
- Stent tek taraflı pigtail olmalıdır.
- Stentin her iki ucunda drenajı sağlayacak delikleri bulunmalıdır.
- Stent polüüretan radyopak olmalıdır.

ULUSU TIP FAKÜLTESİ HAST.
PROF. DR. ELMAS KASAP
T.C. HAST. VE GÖZKROKOLOJİ UZM.
DIP NO: 1164
Tuzluca, 65850-7770

Plastik Bilyer Double Pigtail Stent 7 Fr

- Plastik stent çapı 7 Fr olup uzunlukları 5-8-10 cm aralığında 1 cm aralıklarla olmalıdır.İstenilen ölçüler verilebilmelidir.
- Plastik stentin tamamı radyopak ve materyali teflon olmalıdır.
- Plastik stent double pigtail tipinde olmalıdır.
- Plastik stentin her iki ucunda en az 5 adet drenaj deliği olmalıdır.

Ç. B. İ. T. T. FAKÜLTESİ T. 311
M. Dr. SİMŞEK KAPALI
İç Hast. ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip No. 14164
Ticari No. 68356 - 75388

Bilyer Double Pigtail Stent 10 F

- Stent apı 10 F olup uzunlukları 5-8-10 cm olmalıdır.İstenilen ölçüler verilebilmelidir.
- Stentin tamamı radyopak ve materyali teflon olmalıdır.
- Stent double pigtail tipinde olmalıdır.
- Stentin her iki ucunda en az 5 adet drenaj deliđi olmalıdır.

Ç.Ü. TIP FAKÜLTESİ İC. B.İ.
Prof. Dr. SAMİYE KAŞAP
İc. Hist. ve Anat. Uzmanı
Dip. No. 1464
Tic. Sic. No. 25556 - 7500

Plastik Biliyer Double Pigtail Stent 8.5 Fr

- Plastik stent çapı 8.5 Fr olup uzunlukları 5-8-10 cm aralığında 1 cm aralıklarla olmalıdır.İstenilen ölçüler verilebilmelidir.
- Plastik stentin tamamı radyopak ve materyali teflon olmalıdır.
- Plastik stent double pigtail tipinde olmalıdır.
- Plastik stentin her iki ucunda en az 5 adet drenaj deliği olmalıdır

Dr. TIP FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Emine KARAB
İç Hast. ve Gastroenteroloji Uzmanı
Tic. Sic. No: 1464
Tic. Sic. No: 68856 - 75986

Plastik amsterdam Biliyer Stent 8,5 F

- Plastik stent çapı 8.5 F olup, uzunlukları 7-10-12 cm olmalıdır.İstenilen ölçüler verilebilmelidir.
- Plastik stentın tamamı radyopak ve materyali teflon olmalıdır.
- Plastik stentin her iki ucunda en az 4 adet çentiđi bulunmalıdır.
- Plastik stentın bir ucu incelen yapıda olmalıdır.
- Plastik stent Amsterdam tipinde olmalıdır

K. Elmas
S.Ü. TIP FAKÜLTESİ T. 3F.
Prof. Dr. Elmas KAŞAN
İst. ve Gastroentoloji Uzmanı
Dip No. 1464
Ticari No. 88356 - 75886

Plastik amsterdam Bilyer Stent 10 F

- Plastik stent çapı 10 F olup uzunlukları 7-10-12 cm olmalıdır.İstenilen ölçüleri verilebilmelidir.
- Plastik stentin tamamı radyopak ve materyali teflon olmalıdır.
- Plastik stentin her iki ucunda en az dört adet çentiği bulunmalıdır.
- Plastik stentin bir ucu incelen yapıda olmalıdır.
- Plastik stent Amsterdam tipinde olmalıdır

C.B.Ü. TIP FAKÜLTESİ İ. ŞT.
PROF. DR. SİNAN KASAP
G. Hast. ve Gen. Tıpoloji Uzm.
Dip. No. 1464
Ticari No. 68856 - 75986

Plastik Bilyer Stent Set 7 Fr

- Plastik stent çapı 7 Fr olup uzunlukları 5-8-10 cm aralığında 1 cm aralıklarla olmalıdır.İstenilen ölçüler verilebilmektedir.
- Plastik stentin tamamı radyopak ve materyali teflon olmalıdır.
- Plastik stentin her iki ucunda çentikleri ve en az 5 adet drenaj delikleri bulunmalıdır.
- Plastik stentin bir ucu incelen yapıda olmalıdır.
- Plastik stent set halinde olmalıdır.Set içerisinde üçü kateter bulunmalıdır

B.Ü. TIP FAKÜLTESİ T. 51.
Prof. Dr. ELMAS KABAP
Gast. ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip No: 4404
Ticari Tel: 68896 - 75986

Polipectomy Snare Kolonoskopik

- 1-Snare apı 24 ve 36 mm olmalıdır.
- 2-Snare kateter apı en az 2.3 mm en fazla 2.4 mm apında olmalıdır.
- 3-Snare kateter uzunluęu en az 240 cm olmalıdır.
- 4-Snare isteęe gre oval, hexagonal,asimetrik tip olmalıdır.

S.U. TIP FAKÜLTESİ İ.ŞT.
PROF. DR. EMAS KASAP
G. Hast. ve G. Cerrahideki Uzun.
Dip No. 1464
Tescil No: 63396 - 75986

Fileli Polipektomi Snare :

1. Snare; 2,8 mm çalışma kanal çapına sahip endoskoplarda kullanılabilir ve endoskopa zarar vermemelidir.
2. Fileli snare kateter boyu en az 230 cm olmalıdır.
3. Polipektomi için uygun dizayn edilmiş, rotatable olmalıdır.
4. Polipektomi teli 25-30 mm ve oval olmalıdır.
5. Polipektomi teli üzerinde, biyopsi materyalinin muhafazasına yarayan, saydam veya file bulundurmaktadır.
6. Tek elle kullanılabilir plastik handle üzerinde olmalıdır.
7. Steril tekli paketler halinde ve üzerinde etiket bilgileri mevcut olup en az 2 yıl miatlı olmalıdır.
8. Numune değerlendirilmesi yapılacaktır.

S.B.Ü. TIP FAKÜLTESİ İ.İ. S.
Prof. Dr. Emrah RAŞAP
İç Hast. ve Gastroenteroloji Uzm.
Diy. No: 1464
Tarih: 08.05.2022

Scleroterapi İğnesi Kolonoskopik

- 1- İğne kateter uzunluğu en az 230 Cm olmalıdır.
- 2- İğne kateter çapı 2.3 mm olmalıdır.
- 3- Kateter iki lümenli olmalıdır.
- 4- İğne uzunluğu 5 mm olmalıdır.
- 5- En az 4 yıl miyadlı olmalıdır.
- 6- Kateter kilit mekanizması olmalıdır.

CELÜL TIP FAKÜLTESİ İC. ŞİF.
İC. HAST. VE SAĞLIK BİLİMLERİ UZM.
DOK. NO. 2464
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
65586 - 75946