

Sayı : E-38381871-900-669942
Konu : Malzeme İstemi(KLİPS APLİKATÖRÜ)

28.11.2023

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE

Üroloji Anabilim Dalı ameliyathane işlemlerinde kullanılmak üzere malzeme istem formu ve teknik şartname ekte sunulmuştur.
Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Prof. Dr. Talha MÜEZZİNOĞLU
Anabilim Dalı Başkanı

Ek: MALZEME İSTEM ve TEKNİK ŞARTNAME KLİPS APLİKATÖRÜ (2 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu :BSCC231JP2 Pin Kodu :44242

Belge Takip Adresi : <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=4049&eD=BSCC231JP2&eS=669942>

Adres:Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uncubozköy Kampüsü Manisa

Telefon:(0 236) 2338586 Faks:(0 236) 2331466

e-Posta:tip@cbu.edu.tr Elektronik Ağ:http://tip.cbu.edu.tr

Keş Adresi:celalbayaruniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Orhan Çiçek

Unvanı: Sekreter



ÜROLOJİ ANABİLİM DALI
MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU

* İstekte Bulunan Birim İsmi Yazılacaktır

S. N.	Malzemenin Adı	Miktar	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	(Varsa) En Son Alım				
						Depo Stok Durumu	MAL ID	UBB	Tarih	Sut kodu
1	10 MM'lik ENDOSKOPİK PARÇALANABİLİR XL EKSTRA BÜYÜK BOY ABSORBE OLMAYAN POLİMER LİGASYON KLİPS APLİKATÖRÜ	1	ADET	..12...(Ay)	OPERASYON	Var	YOK	24026704429848 / / 201..	YOK
2								 / / 201..	
3								 / / 201..	
4								 / / 201..	
								 / / 201..	
								 / / 201..	
								 / / 201..	
								 / / 201..	
								 / / 201..	
								 / / 201..	
								 / / 201..	
								 / / 201..	
								 / / 201..	
								 / / 201..	
								 / / 201..	
								 / / 201..	
								 / / 201..	
								 / / 201..	
								 / / 201..	
								 / / 201..	

Prof.Dr. Talha MÜEZZİNOĞLU

İsteğinde Bulunan Atd. S. No

..... * İnceleyen

**10 MM'LİK ENDOSKOPIK PARÇALANABİLİR XL EKSTRA BÜYÜK BOY
ABSORBE OLMAYAN POLİMER LİGASYON KLİPS APLİKATÖRÜ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- APLİKATÖRÜN ÇALIŞMA UZUNLUĞU 32.5CM OLMALIDIR.
- APLİKATÖR 10/11 MM TROKAR GEÇİŞİNE GÖRE DİZAYN EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- APLİKATÖR TEK PARMAKLA 360° DÖNDÜRÜLEBİLİR OLMALIDIR.
- APLİKATÖRÜN HANDLE KISMI HEM-O-LOK XL KLİPS KARTUŞLARI GİBİ ALTIN SARISI RENGİNDE OLMALIDIR.
- APLİKATÖR KOLAY TEMİZLEME VE ETKİLİ STERİLİZASYON İÇİN HANDLE, ŞAFT VE İÇ AKSAM ŞEKLİNDE ÜÇ PARÇAYA AYRILMALIDIR.
- APLİKATÖR WECK HEM-O-LOK XL (EXTRA BÜYÜK BOY/ALTIN SARISI) ABSORBE OLMAYAN POLİMER KLİPSLERİ İLE TAM UYUMLU OLMALIDIR.
- APLİKATÖR AĞIZINA HEM-O-LOK XL KLİPSLERİNİN AYAKLARI KLİK SESİ İLE TAM OLARAK OTURMALIDIR.
- KLİPS SON KAPAMAYI YAPMADAN ÖNCE APLİKATÖR ÜZERİNDE RAHATÇA HAREKET ETTİRİLEBİLMELİDİR.
- APLİKATÖRÜN VERİMLİ VE RİSKSİZ STERİLİZASYONU ÖNCEDEN VAKUMLANMIŞ BUHAR OTOKLAVINDA 132-135°DE 4 DAKİKA SÜRE İLE SAĞLANMALIDIR
- APLİKATÖRÜN UBB KAYDI BULUNMALIDIR.
- UBB KODU:24026704429848

Prof. Dr. Oktay İğcer