

**10 MM'LİK ENDOSKOPIK PARÇALANABİLİR XL EKSTRA BÜYÜK BOY  
ABSORBE OLMAYAN POLİMER LİGASYON KLİPS APLİKATÖRÜ  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- APLİKATÖRÜN ÇALIŞMA UZUNLUĞU 32.5CM OLMALIDIR.
- APLİKATÖR 10/11 MM TROKAR GEÇİŞİNE GÖRE DİZAYN EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- APLİKATÖR TEK PARMAKLA 360° DÖNDÜRÜLEBİLİR OLMALIDIR.
- APLİKATÖRÜN HANDLE KISMI HEM-O-LOK XL KLİPS KARTUŞLARI GİBİ ALTIN SARISI RENGİNDE OLMALIDIR.
- APLİKATÖR KOLAY TEMİZLEME VE ETKİLİ STERİLİZASYON İÇİN HANDLE, ŞAFT VE İÇ AKSAM ŞEKLİNDE ÜÇ PARÇAYA AYRILMALIDIR.
- APLİKATÖR WECK HEM-O-LOK XL (EXTRA BÜYÜK BOY/ALTIN SARISI) ABSORBE OLMAYAN POLİMER KLİPSLERİ İLE TAM UYUMLU OLMALIDIR.
- APLİKATÖR AĞIZINA HEM-O-LOK XL KLİPSLERİNİN AYAKLARI KLİK SESİ İLE TAM OLARAK OTURMALIDIR.
- KLİPS SON KAPAMAYI YAPMADAN ÖNCE APLİKATÖR ÜZERİNDE RAHATÇA HAREKET ETTİRİLEBİLMELİDİR.
- APLİKATÖRÜN VERİMLİ VE RİKSİZ STERİLİZASYONU ÖNCEDEN VAKUMLANMIŞ BUHAR OTOKLAVINDA 132-135°DE 4 DAKİKA SÜRE İLE SAĞLANMALIDIR
- APLİKATÖRÜN UBB KAYDI BULUNMALIDIR.
- UBB KODU:24026704429848

Prof. Dr. Oğuzhan Ögür

