

Aflatest İmmünoafinite Kolonları	İ.A.K.; B1, B2, G1 ve G2 aflatoksin türlerine eğilim gösteren monoklonal antikorlar içermelidir.
	İ.A.K. aflatoksin B1 için en az 100 ng kapasiteye sahip olmalıdır.
	İ.A.K. yapay kontamine edilmiş analiz numunelerinin HPLC sistemi ile analizinde aflatoksin B1 için en az %90; aflatoksin B2 için en az %85; aflatoksin G1 için en az %90; ve aflatoksin G2 için en az %60 geri alma oranlarına sahip olmalıdır.
Okratest İmmünoafinite Kolonları	İ.A.K. okratoksin A' ya eğilim gösteren monoklonal antikorlar içermelidir.
	İ.A.K. okratoksin A için en az 100 ng kapasiteye sahip olmalıdır.
	İ.A.K. yapay kontamine edilmiş analiz numunelerinin HPLC sistemi ile analizinde okratoksin A için en az %85 geri alma oranlarına sahip olmalı, İ.A.K. ile en az iki kontaminasyon seviyesinde elde edilen geri alma oranları analiz sertifikasında gösterilmelidir.