

23 G ILM FORCEPS

1. 23 Gauge gövde ölçüsünde , 23 G vitrektomi tekniklerinde kullanılmak üzere, ILM peeling ve diğer peeling ve tutma işlemleri için özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Uç bölümü hassas tutma sağlayacak şekilde üretilmiş olmalıdır.
3. Makuloreksis ve hassas membran girişimlerinde kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
4. Görünürlüğü mükemmel olarak geliştirilmiş tip dizaynına sahip olmalıdır.
5. Hastanemizde kullanılan hafif , dayanıklı , rahat ve kontrolü mükemmel Grieshaber Revolution ve New generation handpieceye uyumlu advanced dsp uç olmalıdır.
6. Tek kullanımlık ambalajlarda satışa sunulmuş olmalıdır.
7. Ürün tek parça ve ne tür forceps olduğunu belirten renk kodu olmalıdır.
8. Alet ucu mikroskop ışığı altında kesinlikle parlamamalıdır.
9. Alet üzerinde teklif edilen ürünün markası belirtilmiş olmalıdır.
1. Sağlık Bakanlığı ÜBB ve ÜTS'de kayıtlı olmalıdır

MANİSA ÇELAL BAYAR
ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HAFA SULTAN HASTANESİ
Op.Dr. Muhammed ALTINIŞIK
Göz Hastalıkları
Din. Tes No: 153208