

NAZAL YÜKSEK AKIŞ OKSİJEN TERAPİ SETİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Aplikatörler hastane demirbaşında bulunan TNI Softflow cihazı uyumlu ve orjinal olmalıdır
2. Aplikatör yetişkin tipte ve tek hasta kullanımlık olmalıdır.
3. Aplikatör, kanül ve devresi tümleşik, ayrılmayan, doğru terapi için hastaya kadar ısıtıcı içeren, tek parçadan oluşmalıdır. Aplikatörün kullanımı için ek bir kanüle ihtiyaç duyulmamalıdır.
4. Aplikatör hattında yoğuşma olmasını engellemek için nemlendirilmiş havayı kanülün hastaya bağlandığı nazal bölgeye kadar sabit ısıda tutmasını sağlamak amacıyla ısıtıcı tel bulundurulmalıdır.
5. Aplikatör, en az 1 hafta tedavi süresi boyunca kullanıma uygun olmalıdır.
6. Aplikatör ile hastaya 10-60 l/dk akış hızı aralığında O2 terapisi sağlanabilmelidir.
7. Aplikatörlerin klinik ihtiyaca göre 20l/dk, 25l/dk,35l/dk akış sağlayan standart, küçük ve büyük tipleri olmalıdır. Aplikatör tipleri ayrıca teslimat öncesi belirtilecektir.
8. Aplikatör tüp uzunluğu nazal uygulama için en az 1,5 metre olmalıdır.

Prof. Dr. Demet TOK
Dip. Tes. No: 30985-42843
C.B.Ü.T.F.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.

