

BİYOLOJİK İNDİKATÖR ETİLEN OKSİT İÇİN UZUN SÜRELİ (48SAAT)

1. Biyolojik ölümün gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında bilgi verecektir.
2. Bacillus Atrophaeus (Bacillus Subtilis) sporu içerecek ve biyolojik ölümün gerçekleşip gerçekleşmediğinin cevabını 48 (kırksekiz) saatte verecektir.
3. Medya (besiyeri), özel cam tüp içinde olacaktır.
4. Kuru strip ve medyayı muhafaza eden tüp polipropilen olacaktır.
5. Tüp kapağı sterilizan maddeyi geçiren bakteri bariyerli, filtrelili ve delikli olacaktır.
6. Tüp üzerinde indikatör şeritli etiketi bulunacaktır. Maruziyet sonrası kahverengine dönecektir.
7. Sterilizasyondan sonra cam tüp bastırılarak kırılacak ve sporlar “medya” ile temas ettirilecektir.
8. İndikatörlerle birlikte; 37 ± 2 °C’de çalışan inkübatör üzerinde dijital göstergeli termometresi ve inkübatör üzerinde el değmeden kırma yuvası olan 13 hücreli inkübatör cihazı verilecektir.
9. Miadı üretim tarihinden itibaren en az 12 ay olacaktır.
10. FDA Sertifikası onaylı olacaktır. ISO 11138 Standartlarına uygun olacaktır.


Yrd.Doç.Dr. Arzu KEFİ
CBÜTF Anest.ve Rean AD
Dip. No: 9543 - Tescil No: 120366