


STERNUM TESTERE BİÇAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Hastanemiz ameliyathanesinde kullanılan AYGÜN marka Karınca Model M206-240 kodlu sternum testere elceğine uygun olmalıdır.
- 2.Kullanım-kesim uzunluğu en az 30mm olmalıdır.
- 3.Elceğe rahat takılabilmeli, guide içinde problemsiz kesim yapabilmelidir.
- 4.Paslanmaz çelik materyalden imal edilmiş olmalıdır.
- 5.Çok kullanımlık olmalıdır.
- 6.Tekli paketlerde olmalıdır.
- 7.Uygun olmayan ürünlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 8.UBB/ÜTS kaydı olmalıdır.
- 9.Aygün Ref Kod: M103-710


Prof. Dr. Ömer TETİ
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Diploma Teslim No: 54017