

TUR UÇLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz ameliyathanesinde kullanılan Aygün marka SCOREN model yüksek devirli cerrahi motor sistemi piyasemenlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Elceğe rahat takılabilmeli, problemsiz işlem yapabilmelidir.
3. Paslanmaz çelik Rosen, High speed Tungsten ve diamond materyallerden imal edilmiş olmalı ve bu özelliklerde seçilebilmelidir.
4. Tur uçları çok kullanımlık olmalı ve non steril şekilde teslim edilmelidir.
5. UBB/ÜTS kayıtları olmalıdır.

6. Ref kod:	Cinsi:	Boyut:	Adet:
M14-470	Elmas Uç	1.0 mm	2
M14-471	Elmas Uç	1.4 mm	2
M14-472	Elmas Uç	2.3 mm	2


C.B.Ü. Hastanesi
Prof. Dr. Cüneyt TEMİZ
Beyin ve Sinir Cerrahisi A.B.D.
Dip. No: 9103
Tesc. No: 47907/62329
Dip

MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU

(BEYİN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI)

S N	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birim i	İstegin yalkasik kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım					
						Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı	
1	M14-470 (Elmas Uç) 1.0 mm	2	Adet	2 (ay)	Depoda yoktur					01/08/2015			
2	M14-471 (Elmas Uç) 1.4 mm	2	Adet	2 (ay)	Depoda yoktur					01/08/2015			
3	M14-472(Elmas Uç) 2.3 mm	2	Adet	2 (ay)	Depoda yoktur					01/08/2015			
4													
5													

Prof.Dr.CÜNEYT TEMİZ


CÜNEYT TEMİZ
BaşhekimProf. Dr. İsmet TOPÇU
Başhekim
Dip. Tel: No: 41907-82552
Beşim. D. No: 9107-82552
Dip. Tel: No: 41907-82552Prof. Dr. İsmet TOPÇU
Başhekim
* İnceleyen