

BOWIE-DICK TEST PAKETİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kullanmaya hazır test paketi olacaktır.
2. Ön vakumlu buhar otoklavlarında 134°C de 3.5 dakikada sonuç verecektir.
3. Hava boşaltımı (vakum sisteminin kontrolünü) , buhar penetrasyonunu test edecektir. Yetersiz hava tahliyesi, yetersiz gaz konsantrasyonu, süper ısılı buhar ve ıslak buhar gibi sorunları ayırtedecektir.
4. Test paketinin, EN ISO 11140-1 Class 2 standardına uygun olacaktır.
5. Test kağıdındaki renkli indikatörler, işlem sonrası belirgin bir renge dönecektir.
6. Paket üzerindeki etiket genleşmeye toleranslı olacak, paket açılmayacaktır.
7. Test paketi üzerinde maruziyet gösteren indikatör olacaktır.
8. Renk değişikliği en az 6 ay sabit kalabilecek, kayıt için saklanabilecektir.
9. Doğru, tutarlı ve güvenilir sonuç verecektir.
10. Test kağıdı üzerinde rutin kontrol ve validasyonda kullanılmak üzere kayıt için bilgi boşlukları (tarih, otoklav no., kullanıcı , döngü no. gibi) bulunacaktır.
11. Paket üzerinde üretim veya seri no su ile üretim tarihi ve son kullanma tarihleri mevcut olacaktır.
12. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 2 yıl olacaktır.
13. Normal oda koşullarında saklanabilecektir. (%20 - 60 nem, 0-30 °C sıcaklık)
14. Test paketi 400 yapraktan oluşmalı veya 290 gr +10 gr olmalıdır.
15. Üretici firmanın ürüne ait 11140-4 belgesi olmalıdır.

Sterilizasyon Sorumlusu
Sevcan Sarıkoğlu

