

Bipolar Kesici Elektrod, Yuvarlak

1. Bipolar olmalıdır.
2. Açılı ve yuvarlak şekilli olmalıdır.
3. Tel kalınlığı 0,3 mm'yi geçmemelidir.
4. Reusable (Çok Kullanımlık) olmalıdır.
5. 12 30 derece teleskoplar ile kullanılabilmelidir.

MCBÜ Hastane Sultan Hastanesi
D. Öğretim Üyesi
ALP ALBAZ
Dış Tel. No: 12939
Uzun Tes. No: 12996

Koagülasyon Elektrodu 8623022

- 1 Bipolar olmalıdır
- 2 Koagüle işlemini rahatlıkla yapabilmek için uç kısmı silindirik şeklinde olmalıdır.
- 3 Silindirik çapı 1.2 mm olmalıdır
- 4 Reusable (Çok Kullanımlık) olmalıdır.
- 5 12 ve 30 derece teleskoplar ile kullanılabilir.

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi
Dr. Özgür Uyesi
AHCAY ALBAY
Dig. Tes. No: 161397
Uzm. Tes. No: 129963