

## Sheat Intraducer Set 8F Kısa (KR1061)

- 1-Kılıf uzunluđu en fazla 10cm uzunlukta, hemostatik valvli , dilatatör en fazla 15cm uzunlukta, guide wire 45cm uzunlukta 3 mm J curve'lü guidewire'dan oluşmalıdır. Valv sheat' in yüzeyinden derin olmamalı ve çift kademeli olmalıdır. Guide wire, vessel dilatör ve sheat arasındaki geçiş kademesiz (smooth transition) olmalıdır. Sheat gövdesi kink yapmama özelliđi taşımalı ve sürtünmeyi azaltıcı hidrofilik madde ile kaplanmış olmalıdır. Cilde tespit için dikiş halkasına sahip olmalıdır.
- 2- Introducer 0.038" guidewire ile kullanılmalıdır.
- 3-Sheath introducer seti tek tek steril paketlerde bulunacak ve steril tarihi üzerinde olacaktır. 18 G iđne ile kullanılmalıdır.
- 4-Sheat içinde kateter geçirildiđinde, kateterin kenarında kan sızmasını önleyecek 6 yapraklı özel bir valf mekanizması olmalıdır.
- 5- Malzemeler en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
- 6- İhalenin uhdesinde kaldığı firma istenildiđi sayılarda 5F, 6F ve 7F ölçülerini sağlamalıdır. Kliniđin gereksinimine göre deđişme işlemleri yapılmalıdır.

Prof. Dr. Hakan TIKIZ  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dip. No: 87-206  
Celal Bayar Üniversite Hastanesi