

## ESTETİK UYGULAMA AMAÇLI DOLGU MADDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Deri tabakasının orta kısmına enjekte edilen, dokuya hacim kazandıran ve stabilize hyaluronik asit içeren bir dolgu maddesi olacaktır.
- 2- Ürün hayvansal kaynak içermeyecektir.
- 3- Ürün 1 ml'lik hazır enjektör şeklinde sunulmalıdır.
- 4- Tek kullanımlık iğne ucu içermelidir.
- 5- Ürün tek kullanımlık olacaktır.
- 6- Kullanım amacı yüz dolgusunun çoğaltılması amaçlı olmalıdır. Kırışıklıkların giderilmesinde ve dudak büyütmede kullanılmalıdır.
- 7- Uygulama bölgeleri: Burun kenarı, dudak kenarı, göz altı vs. olmalıdır.
- 8- 1 ml'sinde 20 mg stabilize hyaluronik asit içermelidir. Ürün Luer-lock bağlantılı cam bir şırınga içinde sunulmalıdır.

Göz altı için 1 ml 2 Adet

Dudak için 1 ml 2 Adet

Malar bölge için 1 ml 2 Adet

Doç. Dr. Cemal BİLALÇ  
Cemal BİLALÇ (T.C. Kimyager) AD  
Dış. İst. No: 1007706  
Ulusal Tescim No: 65122